

the Zens S

Dr. Arrivo®

機能紹介

MFIP® (エムエフアイピー)


断続的に電気パルスを送ることによりエステティシヤンの行う指圧とタッピングのような体感が期待できます。

UP(ユーピー/ウルトラパルスの略称)


インサートパルス(導入)・EMS(筋肉運動)・中高周波を同時に出力させる事を言います。

赤色LED(美容用LED)


620nmのLEDを搭載。



the Zero S の特徴



点で刺激(MFIP)と面で刺激(UP)を自動で切り替える事で、より高い保湿力・血行促進等が期待できます。
また、レベルを4段階調節する事ができます。



球状の素子を搭載することで、肌への密着度やほぐし効果がUP！
顔の凹凸にもピッタリ密着、またボディへの施術時もより高い効果が期待できます。


MFIP(名称：エムエフアイピー/Mid Frequency Interval Pulse)

MFIPとは中周波断続パルスの事で、弊社独自の技術です。(特許取得)
ウルトラパルス(90kHz)を交互に出力させることを言います。

ウルトラパルスの
体感

+

指圧で叩かれているような
心地よいタッピング体感



UP(名称：ユーピー：ウルトラパルス)

UP(ウルトラパルス)とはEMS・インサートパルス・中高周波を
同時に出力させる事を言います。

EMS
筋肉運動を無意識に行う機能

- ①側頭筋
- ②皺眉筋
- ③眼輪筋
- ④大・小顔骨筋
- ⑤上唇鼻翼挙筋
- ⑥咬筋
- ⑦オトガイ筋
- ⑧頸二腹筋

インサートパルス
高分子美容成分の導入

A diagram showing a cross-section of skin with blue arrows pointing downwards from a surface, representing the penetration of cosmetic ingredients into the dermis.

中高周波
摩擦熱により、中からの温熱効果

A diagram showing a cross-section of skin with a device on top. Red dashed lines and arrows indicate heat being generated in the dermis, labeled as '生体熱(ジュール熱)発生' (Biological heat (Joule heat) generation).

赤色LED(620nm) 美容用LED

エイジング効果が最も期待できる、赤色LEDを搭載！
毛細血管を刺激し、血流とリンパの流れを促進する事で、**皮膚組織を活性化**
させます。**ハリ・ツヤのある肌**へと導きます。

まとめ

ホームケアでプロの仕上がりを・・・

コンパクトな小型機でワンタッチ操作でご使用ができる“**the Zeus S**”
充電式なので持ち運びも可能！いつでも簡単にトリートメントが行えます。

MFIPとUPの2つのモード切替により、より早く美肌へ導きます。
お顔全体のケアだけでなく、目元のシワやほうれい線の部分ケアにもオススメです！

半顔5分間の威力で、あなたのお肌も**加速する美しさ**を実感・・・。