

今、感じる美しさ。
未来への確信。



Top of the Beauty

ESSENCE LINEUP

“A&C BEAUTE”美容液ラインナップ。“Dr. Arrivoシリーズ”の専用美容液としてご使用ください。

PE THE DAY

日々の輝きに
洗練されたこの一滴。

LED

「全灯LED」モードに
設定しトリートメント

(エイジングケア美容液)
30mL 7,000円(税抜)




PE THE QUEEN

絶世の肌へ…
気品あふれる女王の輝き。

LED

「全灯LED」モードに
設定しトリートメント

(トータルエイジングケア美容液)
30mL 14,000円(税抜)
100mL 36,000円(税抜)



PE THE BODY

引き締め効果を持続させ、
リバウンドさせない秘訣…

LED

「点滅LED」モードに
設定しトリートメント

(引き締めケア美容液)
120mL 30,000円(税抜)




Miss DWS

重力にも揺るがない、
極みの一手。

LED

「赤色LED」モードに
設定しトリートメント

(肌のハリ不足用美容液)
30mL 15,000円(税抜)



Miss SWS

高速度という名の、
ブライトニングプログラム。

LED

「緑色LED」モードに
設定しトリートメント

(ブライトニング用美容液)
30mL 12,000円(税抜)



Miss PCS

新たなページをめくるように、
根源から立て直す。

LED

「青色LED」モードに
設定しトリートメント

(皮膚トラブル肌用美容液)
30mL 12,000円(税抜)



※機器の効果を最大限に活かす為、他の化粧品、美容液等をご使用にならないで下さい。成分により、肌に合わない場合がございます。

株式会社 ARTISTIC & CO. 顧問医師

Dr. Lim Jong Hak

カイロス・エステティッククリニック 院長
アジアアンチエイジング美容協会 名誉顧問

医学博士

日本形成外科及び皮膚科専門の愛媛医大外来講師(教授)

韓国美容外科医学会 会長 大韓美容外科専門医

第2回東洋美容外科国際学術大会 会長

第3回国際眼瞼整形シンポジウム 会長

韓国美容外科界にあって指導的な役割を果たす中で Made in Korea

の美容整形がアジアを牽引するまでに成長させた功労者の一人

ミスユニバース ミスKOREA 特別審査員




THE GHOST

5つのプロセス

1 MFIP (特許出願中)

Mid Frequency Interval Pulse

MFIPとは中周波断続パルスのことをいいます。
断続的に電気パルスを流すことによりエステーション
の行う指圧とタッピングのような体感が期待できます。



※イメージ図

2 ウльтраパルス® ポレーション

ウルトラパルス®は一切痛みのない
電気パルスを与えることにより、お肌
に塗布したエッセンスの美容成分を
補給し、その効果を
最大限に生かします。

5 EMS

4極の素子を採用し、且つ特
殊パルスを使うことで、1秒
間に約9万回もの交流電流
が4点素子間を繰り返し流れ
筋肉運動が起こり、肌を引
き締め、ハリ・弾力を実感
できます。

4 中・高周波

中・高周波は電極間の最短
距離を流れようとする特徴が
あります。やさしい90kHz
の中・高周波を使用している
のも特徴です。

3 LED

全灯LED

複数のお悩みをお持ちの方へ

赤色LED / 620nm (±10nm)

年齢によるお肌の衰れを感じる方へ。

緑色LED / 530nm (±10nm)

肌ストレスや肌の色むらを感じる方へ。

青色LED / 415nm (±10nm)

ニキビトラブや肌トラブル等を感じる方へ。

点滅LED

トリートメントの最終お仕上げに使用する
ことで、美容液の浸透サポートを行います。



MFIP FIRST CLASS Dr. Arrivo Ghost 専用機能

お肌に当てる部分が大きく、お顔だけでなく、
ボディにも使用したい方にオススメです。

2種類のバイブレーションシステム

電気刺激が苦手な場合でも、バイブレーションの振動
により電気刺激が緩和されます。

ヒーリングサウンドシステム

音楽を聞きながらトリートメントをする事でリラク
ゼーションタイムをお楽しみ頂けます。



NEW KINETIC CLASS Miss Dr. Arrivo Ghost 専用機能

お肌に当てる部分が小さいので、お顔だけ
のご使用を目的とした方におすすめです。

コードレス充電式タイプ

コードレス式なので、どこにいてもトリートメント
が可能です。



<仕様>

◇製品名: Dr. Arrivo Ghost (ドクター アリーヴォ ゴースト) 電源定格: 入力AC100~240V 出力DC 12V 1.5A 50/60Hz 消費電力: 最大10W 出力周波数: 90kHz
LED波長: 青415nm(±10nm)/緑530nm(±10nm)/赤620nm(±10nm) 外形: 最大160mm×70mm×55mm 重量: 約174g タイマー: 10分 定価: 135,000円 (税別)

◇製品名: Miss Arrivo Ghost (ミス アリーヴォ ゴースト) 電源定格: 入力AC100~240V 出力DC 5V 1.0A 50/60Hz 消費電力: 最大7W 出力周波数: 90kHz
LED波長: 青415nm(±10nm)/緑530nm(±10nm)/赤620nm(±10nm) 外形: 最大175mm×41mm×38mm 重量: 約105g タイマー: 10分 定価: 125,000円 (税別)