

Zens IV

Dr. Arrivo®

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL
使用说明书



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

ARTISTIC & Co.

目次




取扱説明書に関するご注意	P4
正しく安全にご使用いただくために	P4~5
使用前のご注意	P6
使用中のご注意	P7
保守・点検のご注意	P8
各部の名称	P9~10
本体操作方法	P11~13
専用美容液・ジェル塗布方法	P14
トリートメント前のご準備	P14
トリートメント手順	P15~18
専用美容液	P19~21
アプリ使用方法	P22~28
製品仕様	P29

取扱説明書に関するご注意




- ◆この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、本機器を安全にご使用いただくために大変重要です。
本機器を他の方に貸与または贈呈される際は、必ずご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただくようお願いください。

正しく安全にご使用いただくために

ご使用の前に必ず本紙をお読みにになり、正しくご使用ください。
お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような絵表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。 <small>※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。</small>

■ 図記号

	してはいけない「禁止」を示しています。 <small>※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。</small>
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

正しく安全にご使用いただくために

⚠ 警告

事故や体調不良などを防ぐために

◆ 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。



禁止

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器

● 以下の人は使用しないでください

- 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
- 発熱を伴う疾患・感染症疾病・急性疾患
- 歯の治療中
- エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
- 知覚・痛覚異常のある人
- ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
- ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
- てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
- 交通事故などによる頭部及び眼科の後遺症のある人
- 目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上、ご使用ください）
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 幼児・自分で意思表示のできない人
- 酒気帯び・二日酔いの人
- 眠気を誘う薬を服用中の人
- 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
- 化学繊維でシミ・かぶれ等の肌トラブルのあった人
- 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
- エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
- 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

● 以下の部位には使用しないでください

- 指定された部位以外
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
- 病的なシミ・ホクロ・ウイルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 手術した部位・陰部・肛門・のどほつけ周辺・耳
- 脱毛や剃毛処理をした直後の部位











禁止

※ 通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。





使用前のご注意

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">●他の美容器とは同時に使用しないでください。●美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本品は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途外に使用しないでください。●LED光を覗いたり、直視をしないでください。●同じ部位への連続使用はしないでください。 肌を傷つけたり、感染・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。●ペットには使用しないでください。
 水場使用禁止	<ul style="list-style-type: none">●浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かないでください。
 水濡れ禁止	<ul style="list-style-type: none">●水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。 (感電・火災・故障の原因)
 濡れ手禁止	<ul style="list-style-type: none">●濡れた手で触らないでください。 (感電・けがの原因)
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●引火性のものの近くで使用しないでください。 ※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど●専用アダプター以外で使用しないでください。 専用アダプターを他の機器に接続しないでください。 (火災・感電・故障の原因)
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">●アダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。コードを持って抜き差ししないでください。●アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●アダプターコードを傷めないでください。 ※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど (火災・感電・故障の原因)●たこ足配線をしないでください。 (発熱・火災の原因)
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●必ず家庭用コンセントで使用してください。●アダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。

使用中のご注意

⚠ 警告

 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● 次の場合は、使用を中止し、電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。<ul style="list-style-type: none">・地震・雷・本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。● 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。 ※携帯電話・テレビなど
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">● 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗にご相談ください。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。 ※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など● 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。● ヘッドは押し付けず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。● 目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。● 使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。






⚠ 注意

本体使用上のご注意 以下の項目をよく読んでご使用ください

1	<p>特別なトリートメントは1部位=週1回行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 1週～2週目は週に2回お手入れしてください。その後の3週目からは肌の調子に合わせて週に1回程度お手入れしてください。● 過度なお手入れはかえって肌によくありません。 <p>毎日のトリートメントは1部位=毎日または2日に1回行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 肌の調子に合わせてご使用ください。
2	<ul style="list-style-type: none">● フェイシャルトリートメントは、クレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等の汚れを落とすうえで、専用美容液・ジェルを塗布してからご使用ください。
3	<p>肌の状態は、体調によっても異なります。</p> <ul style="list-style-type: none">● 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

保守・点検のご注意

⚠ 警告


 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● 本体を掃除するときはアダプターを本体とコンセントから抜いてください。 (火災・故障の原因)
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● アダプターやプラグにピンやほこりを付着させないでください。 (火災・感電・故障の原因)● 落としたり、ぶつけたりしないでください。● 収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● 使用しないときは必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。 (火災・故障の原因)
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。● 次のような場所に保管しないでください。<ul style="list-style-type: none">・直射日光があたる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● お掃除の仕方<ul style="list-style-type: none">・水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。・硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。※アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。※美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。

点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際は、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等) 故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

各部の名称


製品構成



付属品


- ・ACアダプター
- ・スタンド
- ・ギャランティーカード
- ・ユーザー登録カード

各部の名称



3D Movable Head 搭載


全方位に自在に動く、特殊なヘッド機構を採用。顔のカーブに沿って隙間なく密着します。トリートメント時のストレスフリーを実現しました。



24KEp素子採用

肌との親和性が最も高いとされている、24金で表面加工を施しました。

※とても柔らかい金属であるため、傷がつきやすくなっております。お取り扱いの際には十分にご注意ください。細かい擦り傷程度であれば、品質には問題ございませんので安心してご使用ください。



Bluetooth搭載モデル

専用アプリケーションを起動し、本体のBluetoothボタンを長押しします。青いランプが点滅したら、スマートフォンとの接続が可能になり、シリアルNoをご確認頂けます。

対応機種 iOS・Android

※左図参照





〈アプリダウンロードのご案内〉

より快適に製品をご利用いただくために、公式アプリのご使用を推奨しております。※アプリ連動なしでもご使用いただけますが、より本機器の効果をご実感いただくためにダウンロードをおすすめしております。

iOS・Android いずれのスマートフォンでも「ARTISTIC&CO.」と検索して、アプリをダウンロードしてください。


製品の使い方や最新情報など、アプリで簡単にご確認いただけます。

本体操作方法


1	<p>ACアダプターを本体・コンセントに差し込みます。</p> <p>◆起動音と共に各ランプが数回点滅し、点灯します。</p> <p>※本機器を初めてご使用される際は、素子部分に貼られている保護シール(透明シール)を剥がしてください。</p>	
2	<p>モードを選択してください。</p> <p>◆Hモード・M/Uモード・EMSモードの3種類から選択できます。</p> <p>◆選択したモードによって、使用可能なボタンのみランプが点灯します。</p> <p>※モードを切り替える際は、使用中のモードのボタンを押しOFFにしてから再度設定してください。</p>	
3	<p>レベルを選択してください。</p> <p>◆選択したモードのボタンを押すことによりレベルを選択できます。</p> <p>※初めてご使用される際はレベル1から開始し、気持ち良いと感じるレベルでトリートメントを行ってください。</p> <p>※レベルを下げる際は、使用中のモードのボタンを押し、OFFにしてから再度設定してください。</p>	
4	<p>LEDを選択してください。</p> <p>◆Hモード・M/Uモード・EMSモードのいずれかを使用した状態で、LEDボタンを押すことにより、5種類のLEDモードが選択できます。</p>	

本体操作方法

各部の名称



レベルランプについて



モードと機能

ボタン	モード	機能
H	HEATモード	内側からじんわり温め、ハリのある肌へと導きます。
M/U	M/Uモード (MFIP/ウルトラパルス)	MFIPとウルトラパルスが交互に出力されます。 MFIP(中周波断続パルス)…ウルトラパルスが断続的に出力されます。 ウルトラパルス…インサートパルス/EMS/中高周波が同時に出力されます。
E	EMSモード	筋肉を動かすことに特化したパルスが主力されます。

機械音

使用中に<ピッ> と音が鳴ります。	ONにすると約10秒に1回鳴ります。
	停止する約5秒前より1秒に1回鳴ります。 (トリートメント開始から10分後に自動的に停止します。)

本体操作方法

LED


1回目 全灯LED		ピンク・ホワイト・グリーン・ブルー 4種類 様々な肌悩みに。
2回目 ブルーLED		健やかな肌へと導きます。
3回目 グリーンLED		透明感のある印象的な肌へと導きます。
4回目 ピンクLED		肌にやさしく働きかけ、血の巡りや保湿、 トーンアップをサポートします。
5回目 点滅LED		トリートメントの仕上げに。

※点灯中、光源を覗いたり直視をしないでください。

※目の周りのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。

※LEDモードをOFFにした状態でトリートメントを行うことも可能です。

専用美容液・ジェル塗布方法



全顔のトリートメントをする際は、一度に美容液を塗布するのではなく左のイラストを参考に4つのエリアに分けて塗布し、トリートメントを行ってください。

トリートメント前のご準備

- ①ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての貴金属類をはずしてください。
- ②通常のクレンジングや洗顔により、化粧や皮脂などの汚れを落とすうえで、トリートメントを行ってください。
- ③ご使用のモードに合わせて、トリートメント部位に美容液やジェルを塗布します。




専用美容液	専用ジェル
 <p>PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM</p> <p>使用モード</p> <p>M/Uモード</p>	 <p>PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL</p> <p>使用モード</p> <p>HEATモード EMSモード</p>

トリートメント手順

特別な週1回のトリートメント

◆HEATモード:10分+M/Uモード:10分=合計20分

- ①トリートメント部位にジェルを塗布し、HEATモードでトリートメントを行ってください。
 - ②トリートメント部位に美容液を塗布し、M/Uモードでトリートメントを行ってください。
- ※同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。
※どちらかのモードのみの10分間のトリートメントも使用可能です。

<p>1</p> 	<p>顎下からフェイスラインを通り、耳の後ろまで動かします。その後耳下腺を通り、肩まで動かします。</p>
<p>2</p> 	<p>顎先からフェイスラインを通り、こめかみまで動かします。次に小鼻から頬を通り、こめかみまで動かします。最後に目頭から目元を通り、こめかみまで動かします。</p>
<p>3</p> 	<p>眉毛から髪の生え際まで引き上げるように下から上に動かします。</p>

- ★①～③の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。
- ★ゆっくりと常に動かし、同じ部分で停止しないでください。
- ★美容液やジェルが乾いてしまったら付け足してください。

トリートメント手順

毎日のトリートメント

◆EMSモード=10分

①トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。

※トリートメントの途中で乾きを感じたらジェルを付け足してください。


塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。

※トリートメントを行う部分へ9つの素子をすべて肌に密着させてください。

※過度なトリートメントは肌の負担となります。1日に何度も使用しないでください。

※使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合には、やわらかい布やティッシュなどでヘッドの表面を拭き取ってください。

※体調が悪い場合には、使用しないでください。



★**①**～**⑤**の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

★イラストのように約3秒ずつ順番に肌に機械をあててください。

※イラストのトリートメント手順は目安となります。

★ジェルが乾いてしまったら付け足してください。



警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、
のどほとけ周辺には使用しないでください。


トリートメント手順

ボディトリートメント

※入浴後等の清潔な状態で行ってください。
※トリートメント部位に美容液やジェルを塗布してください。

二の腕


■特別なトリートメント:片腕20分 ■毎日のトリートメント:片腕10分



- 1 腕の付け根をクルクルと動かし2~3周します。
- 2 肘の上から二の腕を通り、直線で腕の付け根あたりまで移動します。

ウエスト


■特別なトリートメント:20分 ■毎日のトリートメント:10分



- 1 おへそ周りをクルクルと動かしながら1周します。
- 2 ウエストの横からクルクルと動かしながらくびれを作るようなイメージでソケイリンパまで移動します。
- 3 上から下へ流すようなイメージで直線で移動します。

ヒップ

■特別なトリートメント:20分 ■毎日のトリートメント:10分




- 1 ヒップラインと太ももの境目からクルクルと動かしながら、腰の下あたりまで移動します。
- 2 ヒップラインと太ももの境目をギザギザと動かしながら移動します。
- 3 ヒップラインと太ももの境目から直線で腰の下あたりまで移動します。

トリートメント手順

足(表・裏)

■特別なトリートメント:片足20分

■毎日のトリートメント:片足10分



① 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと動かしながら下から上に移動します。

② 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。


③ 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)まで直線で下から上に移動します。

※表と裏は同じような動かし方で行ってください。

ふくらはぎ

■特別なトリートメント:片足20分

■毎日のトリートメント:片足10分



① 足首あたりから膝裏までクルクルと動かしながら下から上に移動します。

② 足首あたりから膝裏までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。

③ 足首あたりから膝裏まで直線で下から上に移動します。

トリートメント後

- ①トリートメント後、肌に残った美容液は優しくなじませ、マッサージジェルはベタつきが気になる場合は拭き取ってください。
- ②トリートメントが終了したら、本体を水分を含ませたやわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取り、その後乾いたティッシュで水分を拭き取ってください。

PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

“アリーヴォシリーズ”フェイシャル専用美容液



“ウルトラパルス”“MFIP”との相性を追求した専用美容液。
ピンと上向きなハリ肌へと導く。

肌を美しく健やかに保つのに欠かせないうるおいとハリにアプローチ。
年齢肌のコンディションを整えます。

さらに、保湿成分を贅沢に配合する事により、専用美容機器

“アリーヴォシリーズ”との相性の良い、まろやかなとろみを叶えました。

M/Uモードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ セラム 40mL 15,400円(税込)
120mL 39,600円(税込)

PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



“アリーヴォシリーズ”ボディ専用美容液

オリジナルブレンドの肌引き締め美容成分を配合。

さらに、厳選されたハーブエキスの香りで心地良いトリートメント時間をお楽しみいただけます。

伸びが良く肌にスツとなじむテクスチャーにもこだわったマッサージジェル。

HEAT モードもしくは M/U モードもしくは EMS モードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ ボディ 200g 16,500円(税込)

PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



“アリーヴォシリーズ”マッサージジェル

潤いヴェールが肌を密封。明るさと透明感を引き出す。

美容液成分を贅沢に配合した水溶性マッサージジェル。
使い続けるごとに透明感のあるやわらかな肌へと導きます。
トリートメントを行いやすいように、適度な硬さと伸びの良さにこだわった
オリジナル処方。

※マッサージ後にベタつきが気になる方は拭き取ることをおすすめいたします。

HEAT モードもしくは EMS モードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ マッサージジェル 200g 5,500円(税込)

500g 11,000円(税込)

PE THE DAY



“アリーヴォシリーズ”専用美容液

日々、輝く素肌のために・・・洗練された“THE DAY”の一滴。

幅広い年齢層、様々な肌質の方へ。
肌を優しく包み込むような潤いヴェールをかけ、肌を保護します。

MU モードでご使用ください。

PE ザ デイ 30mL 7,700円(税込)

DearMiss DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



ピンクLED専用集中美容液「DWS」
ツヤのある弾力肌へと導きます。

ディアームス DWS 30mL 16,500円(税込)

DearMiss SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



グリーンLED専用集中美容液「SWS」
透明感のある印象的な肌へと導きます。

ディアームス SWS 30mL 13,200円(税込)

DearMiss PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



ブルーLED専用集中美容液「PCS」
健やかな肌へと導きます。

ディアームス PCS 30mL 13,200円(税込)

アプリ使用方法



iOSやAndroid専用アプリケーションはお手持ちのスマートフォンと機器を連携すると、アプリ限定のモードの使用ができます。

機器のBluetoothボタンを押すだけで、簡単に接続ができます。

ダウンロード方法

App StoreやGoogle play Storeで「ARTISTIC&CO.」と検索します。



iPhoneの方はこちら



Androidの方はこちら

会員登録・ログイン



インストール後、アプリを開きます。

会員登録がお済みの方はメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」を押して下さい。

初めてご使用いただく方は「会員登録」を押して下さい。

※迷惑メール設定をしている方は、あらかじめ app@artistic.co.jp を許可して下さい。

アプリ使用方法




- ① 会員規約を確認し、同意にチェックをします。全てに同意したら「次へ」を押します。



- ② 姓名を入力します。
※ふりがなは平仮名で表記して下さい



- ③ メールアドレスを入力します。
※登録後、メールアドレスの変更はできませんのでご注意ください。



- ④ 認証メールに記載の6桁のコードを入力して下さい。メールが届いていない場合は、「メールを再送信する」を押して下さい。

アプリ使用方法



- ⑤パスワードを設定します。
※特殊文字は !@#\$\$%^&* です。




- ⑥登録が完了した場合はログイン画面に遷移します。
先ほど登録したメールアドレス・パスワードを入力してログインして下さい。

デバイス接続方法



- ①本体の Bluetooth ボタンを長押しします。
青いランプが点滅したら、スマートフォンとの接続が可能になります。
- ②アプリを起動し「デバイス追加」を押します。
「発見された Bluetooth デバイス」にご使用の機器のシリアルナンバーが表示されたら選択します。
本体から「ピーツ」と音が鳴れば接続が完了です。
※音が鳴らなかった場合は再接続して下さい。



アプリ使用方法

トリートメント方法



①モード選択

好みのモードを選択します。

1. リフトケアモード、2. ハリ・ツヤモード、3. くすみケアモードからご選択いただけます。



②おすすめ診断

ケアしたい項目を選択肢の中から2つ選びます。「結果を見る」を押すと、推奨モード画面に遷移します。



③トリートメント開始


好みのレベルを選択し、▶を押すとトリートメントが開始されます。画面に表示されているアニメーションのように動かして下さい。

アプリ使用方法

カスタムモード



- ①モード選択
カスタムモードを選択します。



- ②時間・レベル選択 (カスタムのみ)
各モード合計 15 分までお好みの使用時間を組み合わせることができます。モードごとにレベルを設定して下さい。



- ②トリートメント開始 (カスタムモード)
▶を押すとトリートメントが開始されます。

現在設定したパターンで保存ができます。


リセットする場合に押して下さい。

6つのパターンからLEDを選択できます。

- ① 消灯
- ② 全灯
- ③ ブルー
- ④ グリーン
- ⑤ ピンク
- ⑥ フラッシュ

アプリ使用方法

各メニューについて



画面右上の☰を押すとメニューが表示されます。



②マイページ
メールアドレスの確認、名前・パスワードの変更ができます。




③履歴
アプリを連携して使用した場合に限り、カレンダーに履歴が保存されます。



④設定
各種設定を行う画面です。
順次機能をアップデート予定です。


アプリ使用方法

各メニューについて



①ホーム

連携したことのあるデバイスが表示されます。機種名・シリアルナンバーを確認することができます。



①ホーム

登録デバイスリストから機種を押すと詳細画面が表示されます。既存機種の接続・削除が可能です。

製品仕様

仕様

製品名	Dr.Arrivo ZeusIV (ドクターアリーヴォゼウスフォー)
電源定格	入力AC 100~240V 50/60Hz 出力DC 12V・1.5A
消費電力	最大17W
出力周波数	90kHz/200kHz/100Hz
LED波長	白 420nm (±10nm) / 青415nm (±10nm) 緑530nm(±10nm) / 赤620nm (±10nm)
外形	最大189mm×55mm×58mm
重量	約151g
タイマー	10分



018-180280

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	P31
SAFETY PRECAUTIONS	P31~32
PRECAUTIONS BEFORE USE	P33
PRECAUTIONS IN USE	P34
PRECAUTIONS OF MAINTENANCE AND INSPECTION	P35
NAMES OF COMPONENTS	P36~37
HOW TO USE	P38~40
HOW TO APPLY BEAUTY ESSENCE AND GEL	P41
PREPARATION BEFORE TREATMENT	P41
TREATMENT PROCEDURE	P42~45
Dr.Arrivo Zeus IV DEDICATED BEAUTY ESSENCE	P46~48
PRODUCT SPECIFICATIONS	P49




INTRODUCTION

- ◆ Thank you very much for purchasing our product. This instruction manual is extremely important for ensuring the safe use of this device. If you lend or give this device to someone else, please make sure to inform them to read this manual thoroughly before use.




SAFETY PRECAUTIONS

Be sure to read this user manual carefully before using, always observe the following safety precautions.

To reduce the risk of injury, loss of life, and damage to any property, the followings symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed. The marks and meanings of symbols are shown as below.

	DANGER	Failure to observe DANGER signs will result in hazard to personnel is high likely to result in serious injury or death.
	WARNING	Failure to observe WARNING signs could result in hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.
	CAUTION	Failure to observe CAUTION signs could result in injury to personnel and damage to the device and property. ※Property damage includes damage to house, household belongings, domestic animals and pets.

■ MEANINGS OF SYMBOLS

	This symbol indicates prohibition. ※inside or near it is indicated a special instruction.
	This symbol indicates requirement that must be followed.
	This symbol indicates caution.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

To avoid accidents and physically ill.

◆ Do not use this device with any of the following medical electrical equipment.

Malfunctions of the medical electrical equipment may cause accidents or illness.



Prohibition

- Implantable medical electrical equipment such as pacemaker.
- Implantable medical electrical equipment such as artificial heart-lung device
- Wearable medical electrical equipment such as electrocardiograph or dropper.

● The following persons should not use the device.

- Person who has heart disease, abnormal blood pressure or malignant tumors.
- Person who has disease with a fever, infectious diseases or acute diseases.
- Person who is undergoing dental treatment.
- Person who has weak immune systems or uses immunosuppressants due to immunity disorders like AIDS etc.
- Person who has hemophilia, bleeding disorders, diabetes or facial neuralgia.
- Person who has paresthesia or dysalgia.
- Person who has keloid diathesis, facial melanosis, photosensitivity or pigmentation disorders.
- Person who has capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction.
- Person who has allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive skin or weak skin.
- Person who has medical history of epilepsy or gets sick due to flashing lights.
- Person who has sequela of head or ophthalmologic sequela due to traffic accidents etc.
- Person who had eye operations (in the case of LASIK, consult with the doctor before using).
- Person who is pregnant, on period or breast-feeding
- Children or persons who can not express themselves.
- Person who is in a drunken or hangover state.
- Person who is taking sleeping medicine.
- Person who is under state of extreme fatigue or physical discomfort.
- Person who had skin problems such as spots or rashed due to artificial fibers.
- Person who has or had skin inflammation before due to cosmetics.
- Person who recently had chemical peeling treatment at salons etc.
- Person who had skin problems after using beauty device before.



Prohibition

● Do not use the device on the following areas.

- Except specified parts.
- Around heart, eyeballs, upper eyelids, lips and musous parts such as inside the mouth.
- Pathological spots, moles or viral warts.
- Areas where skin is irritated or inflamed due to excessive sunburn.
- Areas where skin suffers from Cuts, eczema, psoriasis, herpes, purelent acnes or pimples.
- Areas where skin suffers from pathological spots due to itching, flushing, physical stimulus etc.
- Cuts where surgery was performed, parts, anus, areas around adam's apple or ears.
- Any areas where has performed hair removal or shaving recently.










Prohibition

※ If you are seeing a doctor, consult with the doctor before use.





PRECAUTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use this device with other beauty device at same time. ● Do not use this device for any purpose other than beauty and under conditions of malfunction or damage. This device is a equipment specialized for use in beauty. Do not use for therapeutic or any other purposes. ● Do not stare or look directly at the LED light. ● Do not use the device continuously on the same areas. Failure to comply may cause or aggravate skin damage, infection, inflammation, bleeding, or pigmentation. ● Do not use on pets.
 <p>Prohibition of use in a wet area</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use or store the device in the bathroom or anywhere with high humidity. Do not leave the device where is easily splashed. (such as bathtub, washbashi.)
 <p>Prohibition of getting wet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not immerse the device in water or pour or splash water on it. (Failure to comply may cause electric shock fire or malfunction.)
 <p>Prohibition of wet hands</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not touch the device with wet hands. (Failure to comply may cause electric shock or injury.)
 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use the device near a flammable substances such as thinner, benzine, polish remover or spray. ● Do not use with anything other than the dedicated adapter. Do not connect the dedicated adapter to other equipments.
 <p>Unplug</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Be sure to hold the front of the plug when plugging in or out the adapter. Do not grab the cord to plug in or out the adapter. ● Do not use the adapter when it is damaged or loose.
 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not damage the adapter cord like wrecking, twisting, pulling, placing heavy items on or squeezing it. ● Do not overload the outlet. (Failure to comply may cause electric heat or fire.)
 <p>Compulsion</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure to use household outlets. ● Make sure to insert plug firmly to adapter.

PRECAUTIONS IN USE

⚠ WARNING

 <p>Unplug</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Stop using the device, turn off the power and disconnect the AC adapter immediately in the following conditions. <ul style="list-style-type: none"> • Earthquakes or lightning. • Smoke, excess heat, odor or distortion from the device, adapter or cord.
 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● During treatment, this device might get warm but there will not be a safety issue. ● Do not contact the device with any metal or electric appliances. <ul style="list-style-type: none"> ※ mobile phone, television, etc.
 <p>Prohibition of disassembly</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not disassemble, modify, or try to repair the device yourself. For repair, please inquire at dealer.
 <p>Compulsion</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure to remove all the metal accessories, glasses and contact lenses during treatment. <ul style="list-style-type: none"> ※ metal accessories: pierced earrings, necklaces, watches, etc. ● Make sure to use only level 1 during your first treatment and until you are accustomed to use. ● Do not press the device head to the skin strongly or use it on the same spot over 3 seconds. Failure to comply may cause skin problems. ● Keep eyes closed during treatment around eyes. ● If you feel pain on skin or body, or any abnormalities, discontinue use immediately and consult a doctor.






⚠ CAUTION

Precautions of use of main body Read the following sections carefully before use.

<p>1</p>	<p>Perform a special treatment to each part once per week.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perform a special treatment twice a week in the first and second weeks. From the third week, perform a treatment about once a week according to your skin conditions. <p>Perform a daily treatment for each part every day or every two days.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Use the device according to your skin conditions.
<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Before using the device for a facial treatment, remove makeup and wash face to clean up impurities such as makeup cosmetics and sebum, and apply the dedicated beauty essence or gel.
<p>3</p>	<p>Skin conditions are different depending on physical conditions.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● During treatment, carefully observe your skin conditions, if your skin shows any abnormalities like rashes, redness or itchiness, discontinue use immediately and consult a doctor.

PRECAUTIONS OF MAINTENANCE AND INSPECTION

⚠ WARNING


 Unplug	<ul style="list-style-type: none">● Unplug the adapter from the outlet when cleaning the main body. (May cause fire or an accident.)
 Prohibition	<ul style="list-style-type: none">● Do not allow adapter or plug to contact with pins or dust. (Failure to comply may cause fire, electric shock or damage.)● Do not drop or hit the device.● Do not wrap the code around the adapter when storing the device
 Unplug	<ul style="list-style-type: none">● Make sure to turn off the power, and disconnect the AC adapter with the outlet when not using. (Failure to comply may cause fire or damage.)
 Prohibition	<ul style="list-style-type: none">● Keep away from children and do not allow children to play with the device or attachments.● Do not leave the device in the following locations.<ul style="list-style-type: none">• A location where is exposed to direct sunlight, or high humidity, or dust.• A location with high temperature or subzero temperature, such like cars under the sun.• A location where is flammable, or outdoor with wind and rain.• A location where there is chemicals, gas, strong vibration.• A location where there is near a heater, heating device, or magnet
 Compulsion	<ul style="list-style-type: none">● How to clean<ul style="list-style-type: none">• Wipe the device by well-wrung soft cloth. (If using hard cloth may cause damage to the device, or deterioration in functions)※ Do not wipe the device with solvents such as alkaline agents, alcohol, thinner or benzene, polish remover, polishing power, hot water or chemicals.※ Do not leave the device with the essence or gel on it after use.

Inspection

- If you have not use the device for longer than 6 month, make sure to check there are any abnormalities (for example, the state of LED lighting, or whether the cracks), before starting use again. Use the device under malfunction may cause an accident.

NAMES OF COMPONENTS


PRODUCT STRUCTURE



Accessories


- AC adapter
- Stand
- User Registration Card
- Guarantee Card

NAMES OF COMPONENTS




3D movable head

A unique device head mechanism can flex in all directions for movement. Follow the face curves, close to skin and perfect fitted. Stress-free operation is available.



24KEp electrode

The surface is surrounded with 24-karat gold which is more gentle on the skin. ※This metal is really soft and easily scratched. Please handle it with sufficient care. If there are any small scratches, it will not any problem with quality of the device. It is safe to use.



Bluetooth-equipped model

Launch the dedicated application and press and hold the Bluetooth button on the device. When the blue light starts flashing, the device is ready to connect with your smartphone, and you can check the serial number.

Compatible models | iOS • Android

※Follow the figure left.

App Download Information





To enhance your experience with our product, we recommend downloading our official app.

Please note: The device can be used without the app, but for optimal results and performance, we highly recommend using the app in conjunction.

Simply search for "ARTISTIC&CO." on your iOS or Android smartphone to download the app.

You can easily access user guides, the latest updates, and after-sales support—all from the app.

HOW TO USE


1	<p>Plug the AC adapter into a outlet and connect to the main device.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Each lamp is lit with a starting sound.※ When using this product for the first time, remove the protective sticker (the transparent sticker) from the elements.	
2	<p>Select the mode.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Select from the following 3 modes: HEAT mode, M/U mode, and EMS mode.※ <HEAT> button: HEAT mode※ <M/U> button: M/U mode※ <EMS> button: EMS mode◆ The color of the side lamp changes depending on the selected mode.※ To change the mode, press the button of the mode being used to turn it off and then select the new mode.	
3	<p>Select the level.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Press the button of the selected mode to select the level.※ It's recommended to use output level 1 setting during your first treatment and then adjust to the output level which is comfortable for you.※ To reduce the level, press the switch of the mode being used to turn it off and then reset the new level again.	
4	<p>Select the LED.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Press the <LED> button when using the HEAT mode, the M/U mode, or the EMS mode with 5 types of LED modes can be selected.	

HOW TO USE

Name of parts



Description of level lamp



Functional description

Button	Mode	Function
H	HEAT mode	Warm skin gently from the deep to lead to skin with resilience.
M/U	M/U mode	MFIP mode and UP mode are outputting alternately. MFIP (medium frequency intermittent pulse) = ULTRA PULSE outputs intermittently. ULTRA PULSE = Insert pulse / Mid-high frequency / EMS outputs simultaneously.
EMS	EMS mode	Output a pulse specialized in working muscles.


Description of machine sound


During use, a <Beep> sound can be heard.	When turning on a mode and use it, you can hear the sound around once every 10 seconds.
	The sound can be heard once every second from before around 5 seconds of a stop. (The power automatically off after 10 minutes have passed from the start of a treatment.)


HOW TO USE


Description of LED


- ※Do not look directly at the LED light.
- ※During the treatment around eyes, do not use the device with eyes open.
- ※The treatment can be performed while the LED light is off too.

<p>Press once All colors of the LEDs</p>	<p>3 different types of LED lights are installed, red, green, and blue. Recommended for who has several skin troubles.</p>
	


<p>Press twice Blue LED 415nm(± 10nm)</p>	<p>Lead to healthy skin.</p>
	

<p>Press three times Green LED 530nm(± 10nm)</p>	<p>Lead to translucent and impressive skin.</p>
	

<p>Press four times Pink LED 620nm(± 10nm)</p>	<p>Lead to elastic and lustrous skin.</p>
	

<p>Press five times Flashing LED</p>	<p>Recommended to use in the final process of the treatment.</p>
	

HOW TO APPLY BEAUTY ESSENCE AND GEL



When performing a treatment for a full face, divide your face into four areas and apply beauty essence or gel on each treatment area in turn.

PREPARATION BEFORE TREATMENT

- ① Remove accessories such as necklaces or rings and all metal objects that you are wearing.
- ② Remove makeup and wash your face to remove impurities such as oil and dirt from your skin.
- ③ According to the mode being used, apply the beauty essence or gel on the treatment area.




Dedicated beauty essence	Dedicated gel
 <p>PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM</p> <p>Mode in use</p> <p>M/U mode</p>	 <p>PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL</p> <p>Mode in use</p> <p>HEAT mode EMS mode</p>

TREATMENT PROCEDURE

Special treatment once a week

◆ **HEAT mode : 10 minutes + M/U mode : 10 minutes = Total 20 minutes**

- ① Apply the gel on the treatment area when using the device in the HEAT mode.
 - ② Apply the beauty essence on the treatment area when using the device in M/U mode.
- ※ Do not put the device on the same area of your skin for longer than 3 seconds to prevent skin problems.
 - ※ Treatment only either HEAT mode or M/U mode can be performed for 10 minutes.

<p>1</p> 	<p>Move the device from under the chin to the below ear and then down to the shoulder.</p>
<p>2</p> 	<p>Move the device from under the mouth to the temple. Next, move the device from the nostril to the temple. Finally, move the device from under your eye to the temple.</p>
<p>3</p> 	<p>Move the device from the eyebrows to the hairline.</p>

- ★ Perform each procedure from 1 to 3 in the illustration two or three times.
- ★ Move the device constantly and slowly and do not put the device on same spot for a long time.
- ★ When the beauty essence or gel becomes dry, add more.

TREATMENT PROCEDURE

Daily treatment

◆EMS mode = 10 minutes

① Apply the gel on the treatment area and then perform a treatment.

※ During the treatment, apply the gel more if the treatment area becomes dry.


When the treatment area becomes dry, it may cause irritation on your skin and the reduction of its effect.

※ All nine electrode of the surface should contact the treatment area closely. (Do not make space between the all nine electrode of the surface and the treatment area.)

※ Do not use the device many times a day as it may hurt your skin.

※ During the treatment, if the surface becomes rough, please check the device and clean up with soft cloth or tissues.

※ Do not use the device if you are physically unwell.



★ Perform each procedure from 1 to 5 in the illustration two or three times.

★ Use the device on each treatment point for approximately 3 seconds and then move to the next point.

※ The treatment procedure in the illustration is a reference.

★ When the treatment area becomes dry, apply the gel or beauty essence more.



WARNING

Do not use on the mucosa, the upper eyelids, the eyeballs, and around the ears and the Adam's apple

TREATMENT PROCEDURE

Body treatment


※ Perform a treatment on the clean skin.

※ Apply the gel or beauty essence on the treatment area.

Upper arm

■ Special treatment : each arm 20 minutes

■ Daily treatment : each arm 10 minutes




1 Move the device in small circles around the shoulder joint 2 or 3 times.

2 Move the device straight from around the elbow to the shoulder joint.

Waist

■ Special treatment : 20 minutes

■ Daily treatment : 10 minutes



1 Move the device in small circles around the navel.


2 Move the device in small circles from the side of the waist to the inguinal lymph node.

3 Move the device straight from the top to bottom.

Hip

■ Special treatment : 20 minutes

■ Daily treatment : 10 minutes



1 Move the device in small circles from the groin to the lower back.

2 Move the device in zig-zags around the groin.


3 Move the device straight from the groin to the lower back.

TREATMENT PROCEDURE

Thigh (front and back)

■ Special treatment : each side of thigh 20 minutes

■ Daily treatment : each side of thigh 10 minutes



1 Move the device in small circles from above the knee (the back of the knee) to the groin.

2 Move the device in small circles from side to side from above the knee (the back of the knee) to the groin.


3 Move the device straight from above the knee (the back of the knee) to the groin.

※ Perform in the same way for the front and the back of the legs.

Calf

■ Special treatment : each calf 20 minutes

■ Daily treatment : each calf 10 minutes



1 Move the device in small circles from around the ankle to the back of the knee.

2 Move the device in small circles from side to side from above the ankle to the back of the knee.

3 Move the device straight from above the ankle to the back of the knee.

After treatment

① After the treatment, gently massage any remaining serum into the skin.

If there is any residual gel and you are concerned about stickiness, wipe it off with a clean tissue or towel.

② After the treatment, wipe away the device with a soft cloth or tissues. After that, pat the device dry with tissues.

PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

Beauty essence for “ Arrivo series ”
facial treatment



A dedicated beauty essence pursuing the affinity between Ultra Pulse mode and MFIP mode. Leads to resilient skin that is lifted.

Approaches to moisture and resilience required for maintaining beautiful and healthy skin. Conditions mature skin. Additionally, richly formulated with the moisturizing ingredients, achieving the texture that has a good affinity with the dedicated beauty equipment, “ Arrivo series ”.

Use in the M/U mode.

PE Golden Beauty the Serum 40mL JPY15,400 (tax included)
120mL JPY39,600 (tax included)

PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



Beauty essence dedicated for
“ Arrivo series ” body treatment

Formulated with originally-blended beauty ingredients for toning the skin.

Additionally, you can enjoy a pleasant treatment time with the scent of carefully selected herbal extracts. A massage gel which also focuses on a texture that spreads well and blends into the skin quickly.

Use in the HEAT mode, the M/U mode or the EMS mode.

PE Golden Beauty the Body 200g JPY16,500 (tax included)

PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



Massage gel dedicated for
“ Arrivo series ”

The moist veil adheres to the skin.
Bring out brightness and transparentness.

Water-soluble massage gel richly formulated with beauty essence ingredients.
Leads to translucent and soft skin with continuous use. An original formula that
focuses on moderate texture and excellent spread to easily perform a
treatment.

※ After massage, it is recommended to wipe away gel left on the skin.

Use in the HEAT mode or the EMS mode.

PE Golden Beauty the Massage Gell 200g JPY5,500 (tax included)

PE THE DAY



Beauty essence for “ Arrivo series ”

An elegant drop of “ THE DAY ” . . .For sophisticated skin every day.

For a wide range of age groups and various skin types. Gently wraps the
skin with moist veil to protect it.

Use in the M/U mode.

PE The Day 30mL JPY7,700 (tax included)

Dr.Arrivo ZeusIV DEDICA BEAUTY ESSENCE

Dear Miss DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



Intensive beauty essence “ DWS ” dedicated for pink LED treatment.
Lead to lustrous and elastic skin.

Dear Miss DWS 30mL JPY 16,500(tax included)

Dear Miss SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



Intensive beauty essence “ SWS ” dedicated for green LED treatment.
Lead to translucent and impressive skin.

Dear Miss SWS 30mL JPY 13,200(tax included)

Dear Miss PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



Intensive beauty essence “ PCS ” dedicated for blue LED treatment.
Lead to healthy skin.

Dear Miss PCS 30mL JPY 13,200(tax included)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name	Dr.Arrivo ZeusIV
Power Rating	Input AC 100-240V~50/60Hz Output DC 12V • 1.5A
Power Consumption	Maximum 17W
Output Frequency	90kHz / 200kHz / 100Hz
LED Wavelength	Blue415nm 10nm)/Green530nm 10nm /Red620nm 10nm
Size	Maximum 189mm×55mm×58mm
Weight	approximately 151g
Timer	10 minites



R 018-180280

目次

正确、安全地使用本产品	P51
为了正确安全地使用本仪器	P51~52
使用前的注意事项	P53
使用时的注意事项	P54
维护·检查的注意事项	P55
各部件的名称	P56~57
本仪器操作方法	P58~60
专用美容液·啫喱的涂抹方法	P61
护理前的准备事项	P61
护理步骤	P62~65
专用美容液	P66~68
APP使用方法	P69~75
产品规格	P76

正确、安全地使用本产品

◆ 非常感谢您购买本公司产品。


本说明书对安全使用本设备至关重要。

如将本设备借出或赠与他人，请务必在使用前提醒对方仔细阅读本说明书。


为了正确安全地使用本仪器

使用本产品前，请务必通读本说明书，并正确使用。

为防止对您本人或他人造成伤害或财产损失，本说明书中使用了以下图示标志，含义如下

 **危险** 极有可能导致死亡或重伤的情况。

 **警告** 可能导致死亡或重伤的情况。

 **注意** 可能导致轻伤或财产损失※的情况
※“财产损失”包括住宅、家具、家畜或宠物等

■ 图标



表示“禁止”的事项。
※图标中或其附近会注明具体内容。



图标中或其附近会注明具体内容。



表示需要特别注意的事项。

为了正确安全地使用本仪器

警告

为了防止发生事故或造成身体不适

- ◆使用下述医用电子仪器的人, 请勿使用本仪器。
否则可能因医用电子仪器的错误运行导致事故和身体不适。



禁止

- 起搏器等人体植入式医用电子仪器
- 人工心肺机等用于维持生命的电子仪器
- 心电图仪、输液器等佩戴型医用电子仪器

- 如果您符合下列情况, 请勿使用。

- 患有心脏病、血压异常、恶性肿瘤
- 伴有发烧症状或患有感染性疾病、急性病
- 牙齿治疗期间
- 因艾滋病等免疫缺陷病而造成免疫力下降, 或正在使用免疫抑制剂
- 患有血友病、出血性疾病、糖尿病、面部神经痛
- 知觉、痛觉异常
- 瘢痕疙瘩体质、患有脸部黑皮病、光过敏症、色素异常症
- 长期使用类固醇激素类药物或因肝功能障碍而引发毛细血管扩张
- 过敏体质、过敏性皮炎、皮肤病、敏感肌或肌肤脆弱
- 曾有癫痫病史或会因光线闪烁而感到不适
- 因交通事故等造成头部或眼部后遗症
- 曾接受过眼部手术(接受过激光原位角膜磨镶术, 请咨询医生后再使用)
- 孕妇、正处于生理期、哺乳期中
- 幼儿、无法自己表达意思
- 醉酒、宿醉
- 正在服用助眠药物
- 极度疲劳、身体不适
- 曾因化学纤维而引发色斑、接触性皮炎等肌肤问题
- 会因化妆品而引发或曾经引发过皮炎
- 近期在护肤沙龙等接受化学换肤疗程
- 使用美容仪器后曾出现肌肤问题



禁止

- 请勿用于以下部位

- 非指定部位
- 心脏周围、眼球及上眼睑、嘴唇和口中等处的粘膜部位
- 病态色斑、痣或病毒性疣的部位
- 因过度日晒而引发肌肤刺痛、炎症的部位
- 有伤口、湿疹、干癣、疱疹、化脓的痤疮和青春痘的部位
- 发痒、发热、物理性刺激等引发病理性色斑的部位
- 曾接受手术的部位、阴部、肛门、喉结周边、耳朵
- 近期接受过脱毛或剃毛处理的部位



禁止

※如果您正在接受医院治疗, 请在使用前咨询医生。

使用前的注意事项

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 请勿和其他美容仪同时使用。● 请勿用于非美容目的, 请勿在损坏、故障的状态下使用。● 本美容仪为美容专用护理仪, 请勿用于治疗目的或其他用途。● 请勿窥视或直视LED光。● 请勿连续用于同一部位。否则可能会伤害肌肤或造成感染、炎症、出血、色素沉淀等肌肤问题或导致症状恶化。● 请勿使用在宠物身上。
 禁止在潮湿处使用	<ul style="list-style-type: none">● 请勿在浴室或湿气多的地方使用或保管。● 请勿放置在容易碰到水(洗脸台上等)的地方。
 禁止浸水	<ul style="list-style-type: none">● 请勿将本仪器浸在水中, 或是将水淋到、洒到本仪器上。 (否则会导致触电、火灾或故障)
 禁止湿手使用	<ul style="list-style-type: none">● 请勿以湿手触碰仪器。 (否则会导致触电、受伤)
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 请勿在稀释液、挥发油、去光水、喷雾等可燃性物品附近使用。● 请勿使用非专用AC适配器。 请勿将专用AC适配器连接其他仪器。 (否则会导致火灾、触电或故障)
 拔出插头	<ul style="list-style-type: none">● 插拔AC适配器时, 请务必手持前端插头进行插拔。 请勿手持线缆插拔。● 如AC适配器损坏或插上插座时出现松脱时请勿使用。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 请勿损坏插头线。 ※请勿毁伤、强行弯曲、拉扯、扭曲、在上面放置重物、紧夹等。 (否则会导致火灾、触电或故障)● 请避免插座过载。 (否则会导致发热或火灾)
 必须遵守	<ul style="list-style-type: none">● 仅适用于家用插座。● 请确保插紧AC适配器及插头。

使用时的注意事项

⚠ 警告

 拔出插头	<ul style="list-style-type: none">●如出现下述状况, 请停止使用并关闭电源, 将AC适配器从插座上拔除。<ul style="list-style-type: none">•地震、打雷•本仪器或AC适配器, 接线冒烟、异常发热、发出异臭、变形
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●使用时, 本仪器可能会发热, 不会产生安全上的问题。●请勿将本仪器连接到金属或电器产品。<ul style="list-style-type: none">※手机、电视等
 禁止拆卸	<ul style="list-style-type: none">●请勿自行拆卸、改造或修理本仪器。修理时请咨询购买店铺。
 必须遵守	<ul style="list-style-type: none">●使用时, 请务必摘下贵金属类、眼镜和隐形眼镜。<ul style="list-style-type: none">※贵金属类: 耳环、项链、表等●第一次使用或尚未适应时, 请务必从1档开始尝试。●请勿将护理头用力按压在肌肤上, 请勿连续停留在同一部位超过3秒钟。否则会导致肌肤问题。●护理眼周肌肤时, 请闭上双眼后再使用。●使用时如感到肌肤或身体疼痛、异常时, 请立即停止使用并咨询医生。



⚠ 注意

本仪器使用注意事项 请仔细阅读以下项目后再使用

1	<p>特别护理请每1部位=每周护理1次</p> <ul style="list-style-type: none">●第1~2周请每周护理2次。之后的第3周开始视肌肤状态而定, 约每周护理1次。●过度护理反而不益于肌肤健康。 <p>每天的日常护理请以每1部位=每天或2天一次的频率进行。</p> <ul style="list-style-type: none">●请视肌肤状态使用。
2	<ul style="list-style-type: none">●请在卸妆, 洁面, 卸除彩妆及皮脂污垢并且涂抹专用美容液或或啫喱后再进行脸部护理
3	<p>肌肤状态因身体状况而异。</p> <ul style="list-style-type: none">●使用时请视肌肤状态而定, 若肌肤出现皮疹、发红、瘙痒等异常状况, 请停止使用, 并咨询专科医生。

维护·检查的注意事项

⚠ 警告


 拔出插头	<ul style="list-style-type: none">● 清洁本仪器前, 请将AC适配器从本仪器及插座上拔出。 (否则会导致火灾、故障)
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 请勿让AC适配器或插头吸附金属别针或沾到灰尘。 (否则会导致火灾、触电或故障)● 请勿摔落或撞击本仪器。● 收纳时, 请勿将线缆缠卷在适配器之上。
 拔出插头	<ul style="list-style-type: none">● 不使用时请务必关闭电源并将适配器从插座上拔出。 (否则会导致火灾、故障)
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 请勿保管在儿童能触摸到的地方或是让儿童使用。● 请勿保管在下述地方。<ul style="list-style-type: none">· 阳光直射的地方、潮湿的地方、粉尘多的地方· 高温或零度以下的地方、烈日下的汽车内等处· 易燃的地方、风吹雨打的地方· 有化学药品或产生煤气的地方、振动强烈的地方· 供热器具和发热器具的附近, 磁石的附近
 必须遵守	<ul style="list-style-type: none">● 清洁方法<ul style="list-style-type: none">· 请用浸过水并拧干的软布擦去仪器本体上的污垢。用硬布擦拭可能会损伤本仪器, 导致功能降低。※ 请勿使用碱剂、酒精、稀释液、挥发油等溶剂或卸甲水、研磨粉、热水、药品类。※ 仪器本体上沾有美容液或啫喱时, 请于清洁后, 再行保管。

检查一下吧

- 如半年以上未使用本仪器时, 使用前请务必检查并确保无异常后再使用。
(LED的亮灯状态、有无裂缝等) 若在故障状态下使用, 会导致事故。

各部件的名称


产品构成



付属品


- AC适配器
- 底座
- 防伪卡
- 用户注册卡

各部件的名称



搭载3D Movable Head


配备可向全方位灵活移动的独特头部结构。能够紧密贴合面部曲线，实现无缝接触，减少使用过程中的不适感。



采用镀金导头

电极部分表面采用24K纯金涂层处理，与肌肤的亲性和极高。

※因24K金属较柔软，表面易产生划痕。请在使用与保管时充分注意。轻微的细小划痕不会影响质量，请放心使用。



蓝牙连接功能

本设备支持蓝牙连接。请启动专用应用程序，长按设备上的蓝牙按钮。蓝灯闪烁后，即可与智能手机进行连接，并确认设备序列号。

支持系统 iOS·Android

※请参照左图

〈APP下载指南〉





为了更舒适地使用本产品，建议您下载安装本公司的专用 APP。

※本设备即使不连接 APP 也可使用，但为获得更佳使用体验，建议配合 APP 使用。

请使用 iOS 或 Android 智能手机搜索“ARTISTIC&CO.”并下载应用程序。


关于产品的使用方法、最新信息等内容，均可通过 APP 轻松查看。

本仪器操作方法


1	<p>将 AC 适配器插入本仪器与插座。</p> <ul style="list-style-type: none">◆启动时会伴随提示音，各个指示灯会闪烁数次后常亮。 <p>※初次使用本设备时，请撕下贴在元件部分的保护膜（透明贴膜）。</p>	
2	<p>请选择模式。</p> <ul style="list-style-type: none">◆可从 H 模式、M/U 模式、EMS 模式三种模式中进行选择。◆根据所选择的模式，只有可使用的按钮对应的指示灯会亮起。 <p>※切换模式时，请先按下当前使用中的模式按钮关闭，然后重新选择所需模式。</p>	
3	<p>请选择强度等级。</p> <ul style="list-style-type: none">◆按下所选择模式的按钮即可选择等级。 <p>※首次使用时，请从等级1开始，选择自己感觉舒适的强度进行护理。</p> <p>※若需降低等级，请先按下当前使用中的模式按钮关闭，再重新设定等级。</p>	
4	<p>请选择LED模式。</p> <ul style="list-style-type: none">◆在使用 H 模式、M/U 模式或 EMS 模式的状态下，每按一次 LED 按钮，可在5种LED模式中进行切换选择。	

本仪器操作方法

各部名称



关于等级指示灯



模式与功能

按钮	模式	功能
H	HEAT模式	从肌肤内部温热肌肤，引导肌肤更加紧致有弹性。
M/U	M/U模式 (MFIP/超脉冲电穿孔)	MFIP 与超声波脉冲交替输出。 MFIP 是中频断续脉冲，超声波脉冲以断续方式输出。插入式脉冲 / EMS / 中高频波会同时输出。
E	EMS模式	以刺激肌肉运动为主的专用脉冲。

机器音

使用过程中会发出〈哔〉的提示音。	使用中，每约10秒发出一次提示音。
	停止前约5秒起，每秒发出一次提示音。 (护理开始起 10分钟后自动停止)

本仪器操作方法

LED


第1次 全灯LED	 <p>适用于多种肌肤问题：粉色、白色、绿色、蓝色等四种LED混合照射。</p>
第2次 蓝光LED	 <p>引导肌肤更加健康。</p>
第3次 绿光LED	 <p>引导肌肤更具透明感与清新印象。</p>
第4次 粉光LED	 <p>温和作用于肌肤，促进血液循环与保湿，帮助提亮肤色。</p>
第5次 闪烁LED	 <p>用于护理的最后阶段，作为结束处理。</p>

※使用中请勿直视光源。

※进行眼周护理时请闭眼使用。

※也可在关闭LED模式的状态下进行护理。

专用美容液·啫喱的涂抹方法



进行全脸护理时，请参照左侧图示，将面部分为四个区域，分区涂抹美容液后进行护理。

护理前的准备事项

- ①请取下项链、戒指等所有金属饰品。
- ②通过常规的卸妆或洁面步骤，清洁化妆品或皮脂等污垢后再进行护理。
- ③根据所使用的模式，在对应部位涂抹专用美容液或啫喱。

专用美容液



PE GOLDEN BEAUTY
THE SERUM

使用模式

M/U模式

专用啫喱



PE GOLDEN BEAUTY
THE MASSAGE GEL

使用模式

HEAT模式
EMS模式

护理步骤




特别的一周一次护理

◆HEAT模式：10分钟+M/U模式：10分钟=总计20分钟

- ① 在护理部位涂抹啫喱后，使用HEAT模式进行护理。
- ② 在护理部位涂抹美容液后，使用M/U模式进行护理。

※请勿在同一部位停留超过3秒，以免造成肌肤问题。

※也可以选择只使用其中一种模式进行10分钟的护理。

<p>1</p> 	<p>从下巴沿着脸部轮廓线向耳后滑动，然后经过耳下淋巴至肩部滑动。</p>
<p>2</p> 	<p>从下巴尖沿着脸部轮廓线向太阳穴滑动。接着从鼻翼经过面颊至太阳穴滑动。最后从眼头经过眼尾至太阳穴滑动。</p>
<p>3</p> 	<p>从眉毛沿着发际线向上提拉滑动，方向为自下而上。</p>

★请将①~③的步骤各执行 2~3 次。

★缓慢持续移动，避免在同一部位长时间停留。

★若美容液或啫喱变干，请适当补充后继续护理。

护理步骤

每日护理步骤

◆EMS模式：10 分钟

①在护理部位涂抹啫喱，进行护理操作。

※若在护理过程中感到干燥，请适量补充啫喱。


※若啫喱涂抹量过少，可能会引起皮肤刺激或导致护理效果不明显。

※请确保护理时设备头部的 9 个电极与皮肤紧密接触。

※护理过度可能对皮肤造成负担，请勿在一天内多次使用。

※若使用过程中设备头部表面沾有污垢，请用柔软的布或纸巾擦拭干净。

※如身体状况不佳，请避免使用本设备。



★**①**~**⑤**的操作请各重复2~3次。

★请如图所示，每个部位停留约3秒，按顺序将仪器贴合在皮肤上。

※图示仅为护理顺序的参考。

★啫喱变干时请适量补充。



请勿将设备用于黏膜、眼球、眼睑、耳朵周围、喉部及其附近区域。


护理步骤

身体护理步骤

※请在洗澡后等皮肤清洁的状态下进行操作。
※请在护理部位涂抹美容液或啫喱后再进行护理。

上臂


■特别护理建议：上臂20分钟 ■日常护理建议：上臂10分钟



- 1 从上臂根部以旋转方式移动2~3圈。
- 2 从肘部沿上臂外侧，直线滑动至上臂根部。

腰部


■特别护理建议：20分钟 ■日常护理建议：10分钟



- 1 绕肚脐周围旋转移动一圈。
- 2 从腰部侧面开始旋转移动，模拟收紧腰线的感觉进行提拉滑动。
- 3 以从上往下排导的感觉，直线滑动。

臀部


■特别护理建议：20分钟 ■日常护理建议：10分钟



- 1 从臀线大腿交界处开始旋转移动，同时滑向臀部下方。
- 2 沿臀线到大腿的交界处，以锯齿状小步移动。
- 3 从臀线到大腿交界处，直线滑动至腰部下方。

护理步骤

腿部（前·后侧） ■特别护理建议：20分钟 ■日常护理建议：10分钟



1 从膝盖向大腿根部（臀线）旋转移动，由下往上滑动。


2 从膝盖向大腿根部（臀线）旋转并左右移动，由下往上滑动。

3 从膝盖向大腿根部（臀线）直线滑动，由下往上进行。

※前侧与后侧请使用相同的手法进行护理。

小腿

■特别护理建议：20分钟 ■日常护理建议：10分钟



1 从脚踝向膝盖后侧旋转移动，由下往上滑动。

2 从脚踝向膝盖后侧旋转并左右移动，由下往上滑动。

3 从脚踝向膝盖后侧直线滑动，由下往上进行。

护理结束后

- ①护理结束后，残留在皮肤上的美容液请轻柔按摩吸收。若使用的是啫喱，感觉黏腻时可用纸巾擦拭。
- ②护理结束后，请用柔软的干净布或纸巾擦拭本体表面。如有水分残留，请再使用干纸巾擦干。

PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

“Arrivo系列”专用面部美容液



“超脉冲电穿孔”“MFIP”之间相互契合、精心研发的专用美容精华。
引导肌肤紧致上扬，焕发弹力光采。

为保持肌肤美丽与健康，深层补水并赋予弹力，全面呵护熟龄肌肤状态。
富含滋润成分，质地柔滑浓稠，特别为搭配专用美容仪“Arrivo系列”而研发，展现卓越的亲肤性与渗透感。

请在 M/U 模式下使用。

PE Golden Beauty The Serum 40mL 15,400日元(含税)
120mL 39,600日元(含税)

PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



“Arrivo系列”身体专用美容液啫喱

融合独家调配的紧致肌肤美容成分，带来专为身体护理设计的高效配方。

精选多种草本植物精华，芳香宜人，让您享受身心愉悦的护理时光。
质地柔滑易延展，迅速贴合肌肤，
是一款兼具舒适触感与按摩效果的凝胶型精华。

请在 HEAT 模式、M/U 模式或 EMS 模式下使用。

PE Golden Beauty The Body 200g 16,500日元(含税)

PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



“Arrivo系列”美容液啫喱

滋润保护膜紧密包覆肌肤，唤醒肌肤亮度与通透感。

富含奢华美容精华成分的水溶性按摩啫喱，持续使用可令肌肤更加柔滑透亮。

为提升护理体验，我们特别研发出具有适度黏度与优异延展性的原创配方。

※按摩后若感到黏腻，建议使用纸巾擦拭干净。

请在HEAT模式、EMS模式下使用。

PE Golden Beauty The Massage Gel

200g 5,500日元(含税)

500g 11,000日元(含税)

PE THE DAY



“Arrivo系列”专用面部美容液

为了每日焕发肌肤光彩 —— 精致臻选的“THE DAY”一滴。

无论年龄层或肌肤类型，皆能感受到这款产品带来的柔润呵护。如同为肌肤披上一层水润的轻盈面纱，温柔包覆并守护您的肌肤。

请在MU模式下使用。

PE The Day 30mL 7,700日元(含税)

Dear Miss DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



粉光LED专用集中护理精华液「DWS」
赋予肌肤光泽弹力，引导肌肤紧致有感。

Dear Miss DWS 30mL 16,500日元(含税)

Dear Miss SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



绿光LED专用集中护理精华液「SWS」
打造通透质感，绽放亮丽清新的肌肤印象。

Dear Miss SWS 30mL 13,200日元(含税)

Dear Miss PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



蓝光LED专用集中护理精华液「PCS」
温和护理，令肌肤更加健康稳定。

Dear Miss PCS 30mL 13,200日元(含税)

APP使用方法



只需将iOS或Android专用应用程序与您的智能手机和设备连接，即可使用应用限定模式。
只需按下设备上的蓝牙按钮，即可轻松连接。

下载方式

请在App Store或Google Play商店中搜索“ARTISTIC&CO.”



使用iOS系统的用户请点击此处



使用Android系统的用户请点击此处

会员注册・登录步骤



安装完成后，打开应用程序。

已注册的用户请输入邮箱地址和密码，然后点击「登录」。

首次使用的用户请点击「会员注册」。

※如您设置了垃圾邮件过滤，请提前将 app@artistic.co.jp 添加为信任邮箱。

APP使用方法




①同意会員条款后点击「下一步」



②输入姓名(假名请用平假名填写)



③输入邮箱地址(注册后无法更改)



④输入邮箱验证码(若未收到可点击“重新发送”)

APP使用方法



- ⑤ 设置密码 (需包含特殊字符)
※特殊字符是 !@#\$%^&*




- ⑥ 注册完成后, 将跳转至登录页面。
请输入刚刚注册的邮箱地址和密码进行登录。

设备连接方法



- ① 长按设备的 Bluetooth 按钮, 等待蓝灯闪烁
② 启动应用 → 点击「添加设备」
选择匹配的序列号, 听到「哔」声即连接成功
※若无提示音, 请重新连接



APP使用方法

护理模式使用方法



① 模式选择

可从以下四种模式中选择:

1. 提拉护理模式
2. 紧致光泽模式
3. 暗沉护理模式



② 推荐诊断

请从护理项目中选择两个您希望改善的项目。

点击「查看结果」后，将跳转至推荐模式页面。



如需重置，请点击此按钮。

请从三个等级中选择您感觉舒适的强度。

③ 开始护理

请选择您喜欢的等级，点击 ▶ 按钮即可开始护理。


请按照画面中动画的引导进行操作。

APP使用方法

自定义模式使用方法



- ① 模式选择
选择自定义模式



- ② 时间与等级选择 (仅限自定义模式)
您可以根据喜好, 自由组合各模式的使用时间, 总时长最多为15分钟。
请分别为每个模式设定使用等级。



- ③ 开始护理 (自定义模式)
点击 ▶ 按钮即可开始护理。

当前设定的组合可进行保存。


如需重置, 请点击此按钮。

您可以从6种LED模式中进行选择:

- ① 关闭
- ② 全部亮灯
- ③ 蓝光
- ④ 绿光
- ⑤ 粉光
- ⑥ 闪烁

APP使用方法

菜单说明



点击画面右上角的  按钮, 即可显示菜单。



②我的页面
更改邮箱、姓名、密码等信息




③历史记录
仅在与应用程序连接使用的情况下,
使用记录才会保存到日历中。



④设置
用于进行各类设定的画面。
功能将陆续更新。


アプリ使用方法

菜单说明



①主页

已连接的设备将会显示在此页面。可以确认机型名称和序列号。



①主页

在已注册设备列表中点击设备后, 将显示详细页面。可以连接或删除已注册的设备。

产品规格

规格

产品名称	Dr.Arrivo ZeusIV
电源规格	输入AC 100~240V 50/60Hz <input checked="" type="checkbox"/> 出DC 12V·1.5A
功耗	最大17W
输出频率	90kHz/200kHz/100Hz
LED波长	白光 420nm (±10nm) / 蓝光415nm (±10nm) 绿光530nm(±10nm) / 红光620nm (±10nm)
外形尺寸	最大189mm×55mm×58mm
重量	约151g
定时器	10分钟



® 018-180280

Top of the Beauty